

## MSK002 - Mascherina monouso chirurgica (busta 10 pz) TIPO II



<b>Codice articolo:</b>	MSK002
<b>Tipo di dispositivo:</b>	Maschera facciale monouso chirurgica TIPO II - NON STERILE
<b>Caratteristiche:</b>	Leggera e confortevole di elevata filtrazione batteriologica in pratico ed igienico astuccio da dieci pezzi
<b>Dimensioni dispositivo:</b>	175 mm x 95 mm
<b>Codice a barre:</b>	8051884551005

La Mascherina monouso chirurgica MSK002 Ramedical, prodotta interamente in Italia, è composta da tre strati di tessuto non tessuto, morbidi elastici latex free ed ergonomico nasello adattabile. Tutta la filiera produttiva viene regolarmente tracciata da codice a barre. Dispositivo medico qualificato e certificato CE, adatto per distribuzione collettiva, GDO e vendita al dettaglio.

COMPOSIZIONE	TESSUTO	GRAMMATURA	BFE	AIR PERMEABILITY
STRATO ESTERNO	TNT SPUNBOND	50 gr/mq	> 99,0 %	3600 l/mq/s
STRATO FILTRANTE	TNT MELTBLOWN	20 gr/mq	> 99,2 %	260
STRATO INTERNO	TNT SPUNBOND	22 gr/mq	> 99,0 %	3600 l/mq/s

  

PACKAGING	TIPOLOGIA	QUANTITÀ
CODIFICA LOTTI:	Jg (calendario giuliano)	
CONFEZIONE:	Busta 250x120x15 mm	Contiene 10 pz (10 mascherine)
COLLI:	Cartone 520x375x165 mm	Contiene 50 Buste (500 mascherine)
PALLETTIZZAZIONE:	Europallet / Pallet 80x120 cm	Contiene max 50 Colli (25.000 mascherine)

### Temperatura di Conservazione ottimale del prodotto: 18°C / 25°C

L'azienda ha effettuato tutti i test richiesti indicati come requisiti della norma UNI EN 14683:2019 presso il laboratorio qualificato Centro Servizi Qualità Laboratorio prove CEQ - Codifica rapporto: Rapporto di prova C.201170.

Ramedical srls risulta registrata presso l'Istituto superiore della Sanità. - **Numero attributivo progressivo: 1986718/R**