

SCHEDA TECNICA

MASCHERINA MONOUSO CHIRURGICA
MSK002 "FASHION POIS"



Codice articolo: 020
REF: MSK002 - TIPO II - ADULTO - 10 PZ - FASHION POIS MIX 5 COLORI
Tipo di dispositivo: Maschera facciale monouso chirurgica TIPO II
Caratteristiche: Mascherine monouso chirurgiche confezionate in pratica busta da 10 pezzi
Dimensioni dispositivo: 175 mm x 95 mm
Codice EAN: 8051884550336
Codice attributivo I.S.S: 1986718/R
Normativa: UNI EN 14683:2019
Conservazione: Temperatura ottimale 18°C / 25°C

COMPOSIZIONE	MATERIALE	GRAMMATURA	BFE	AIR PERMEABILITY
STRATO ESTERNO	TNT SPUNBOND	17 / 25 gr/mq	> 99,0 %	3600 l/mq/s
STRATO FILTRANTE	TNT MELTBLOWN	20 gr/mq	> 99,2 %	260
PACKAGING	TIPOLOGIA	QUANTITÀ		
CODIFICA LOTTI:	Jg (calendario giuliano)			
CONFEZIONE:	Busta 210x100x20 mm	Contiene 10 pz (10 mascherine)		
COLLI:	Cartone 520x170x370 mm	Contiene 50 Buste (500 mascherine)		
PALLETTIZZAZIONE:	Pallet 60X120 / 80x120 cm	3 cartoni per strato - max 10 cartoni 4 cartoni per strato - min 10 cartoni _ max 40 cartoni		